

KCOM KNIEORTHESE by ORTEMA

aus Carbonfaser und Titan

Teilflexible Ober- und Unterschenkel-schalen. Mit nur 1,5 mm dünnen Schalen in Sandwichbauweise.

Optimale anatomische Passform
Sorgt für perfekten Tragekomfort.

Verwindungssteife, rutschfreie Carbonfaserkonstruktion. Stabilisiert das Gelenk dort, wo es der Patient braucht.

Extrem leicht, trotzdem stabil
Bei minimalen Gewicht wird das Kniegelenk maximal stabilisiert.

Polyzentrische Gelenkschienen aus Titan. Flach, leicht und besonders stabil.

Flexions- und Extensionsbegrenzungen. Flexibel einstellbar.

Gegenläufiges Sicherheits-Verschluss-System. Damit die K-COM Knieorthese rutschfest sitzt ohne unnötig aufzutragen.

Testsieger
Unter 14 der meistbenutzten Knieorthesen schnitt die K-COM als Beste ab.

Die individuelle Knieorthese, die man im Alltag und beim Sport nicht spürt.

E-Mail: servicefertigung@ortema.com

Knie // Schulter // Ellenbogen // Hand // Gesicht

100 % individuell

Nach Ihren Vorgaben fertigen wir für Ihre Patienten die passende Orthese für die Bereiche Knie, Schulter, Ellenbogen, Hand und Gesicht.

Ultradünnes Carbonfaser-Material sorgt für höchsten Tragekomfort bei minimalem Gewicht und maximaler Sicherheit.



ORTEMA GmbH SERVICEFERTIGUNG:

Kurt-Lindemann-Weg 10 • 71706 Markgröningen • Tel. +49 (0) 7145 - 91 53 800
Fax +49 (0) 7145 - 91 53 980 • E-Mail: info@ortema.de

ORTEMA Standorte:

Pforzheim Tel. +49 (0) 7231 - 13 96 667
Ludwigsburg Tel. +49 (0) 7141 - 99 68 720
Neckarsulm Tel. +49 (0) 7132 - 38 32 866

ORTEMA Stützpunkte:

NORD: ORTHO.FAKTUM Orthopädie-Technik, 21376 Salzhäusen
Tel. +49 4172 - 40 89 944

OST: Kröger's Centrum für Technische Orthopädie GmbH, 03238 Massen-Niederlausitz
Tel. +49 3531 - 79 90 73 93

WEST: edirtarenaWest powered by KTM, 53619 Rheinbreitbach
Termine: Tel. +49 7145 - 91 53 890

www.ortema.de



Versorgen Sie
Ihre Patienten
mit der bewährten
ORTEMA-
Technik



**Orthopädie-Technik
& Sanitätshaus**

Unsere SERVICEFERTIGUNG für niedergelassene Ärzte, Kliniken und Sanitätshäuser: Versorgen Sie *Ihre* Patienten mit der jahrelang bewährten ORTEMA-Technik

Jetzt auch mit der
3D-Scan Technologie



Lassen Sie bei uns im Haus nach Ihren Vorgaben eine individuelle Orthese anfertigen. Gerne arbeiten wir mit den Orthopädie-Technikern bzw. Sanitätshäusern vor Ort zusammen.

Und so einfach funktioniert's (am Beispiel einer K-COM Knieorthese): Wir benötigen den Gipsabdruck / alternativ die Scan-Daten des Patientenbeines. Innerhalb von zehn Arbeitstagen (zzgl. Zeit für Postversand) erhält der Orthopädie-Techniker die anprobefertige K-COM Knieorthese. So können Sie auch vor Ort Ihren Patienten die bewährte und hochentwickelte ORTEMA K-COM Knieorthesenversorgung auf höchstem Niveau anbieten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann fordern Sie einfach die Unterlagen zur **ORTEMA SERVICEFERTIGUNG** per Fax, Mail oder telefonisch an:

Tel.: 07145 - 91 53 800
Fax: 07145 - 91 53 980
E-Mail: servicefertigung@ortema.com

Profitieren Sie von den Vorteilen der **ORTEMA SERVICEFERTIGUNG** für die Bereiche Knie, Schulter, Ellenbogen, Hand und Gesicht:

- ▶ Sparen Sie Zeit und Kosten
- ▶ Überbrücken Sie Personalengpässe
- ▶ Erschließen Sie neue Geschäftsfelder
- ▶ Nutzen Sie unser Know-How für *Ihre* Patienten



IN 5 SCHRITTEN ZUR VERSORGUNG MIT EINER INDIVIDUELLEN ORTHESE VON ORTEMA