

Knie // Schulter // Ellenbogen // Hand // Gesicht

100 % individuell

Nach Ihren Vorgaben fertigen wir für Ihre Patienten die passende Orthese für die Bereiche Knie, Schulter, Ellenbogen, Hand und Gesicht.

Ultradünnes Carbonfaser-Material sorgt für höchsten Tragekomfort bei maximaler Sicherheit.



ORTEMA GmbH

Hauptsitz:

Kurt-Lindemann-Weg 10 • 71706 Markgröningen
Tel. +49 (0) 7145 - 91 53 800 • Fax +49 (0) 7145 - 91 53 980
E-Mail: info@ortema.de


ORTEMA Filialen:

Pforzheim Tel. +49 (0) 7231 - 13 96 667
Waiblingen Tel. +49 (0) 7151 - 98 59 940
Ludwigsburg Tel. +49 (0) 7141 - 99 68 720
Neckarsulm Tel. +49 (0) 7132 - 38 32 866

www.ortema.de



Versorgen Sie
Ihre Patienten
mit der bewährten
ORTEMA-Technik



Orthopädie - Technik
& Sanitätshaus

Unser Service für niedergelassene Ärzte und Sanitätshäuser:

Versorgen Sie *Ihre* Patienten mit der jahrelang bewährten ORTEMA-Technik

Lassen Sie bei uns im Haus nach Ihren Vorgaben eine individuelle Orthese anfertigen. Gerne arbeiten wir mit dem Orthopädie-Techniker bzw. Sanitätshaus vor Ort zusammen.

Und so einfach funktioniert's (am Beispiel einer K-COM Knieorthese): Wir benötigen den Gipsabdruck des Patientenbeines. Innerhalb von zehn Arbeitstagen (zzgl. Versand) erhält der Orthopädie-Techniker die anprobefertige K-COM Knieorthese. So können Sie auch vor Ort Ihren Patienten die bewährte ORTEMA K-COM Knieorthesenversorgung auf höchstem Niveau anbieten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Bitte fordern Sie die Unterlagen zum ORTEMA Fremdfertigungskonzept per Fax, Mail oder telefonisch an:

Tel.: 07145 - 91 53 800

Fax: 07145 - 91 53 980

E-Mail: info@ortema.de

1. Verordnung

Bitte stellen Sie eine Verordnung über eine Knieorthese in Kohlefaserbauweise nach Gipsabdruck zur Dauerversorgung aus (Eine detaillierte Diagnose sollte vermerkt sein).

2. Gipsabdruck

Der Orthopädie-Techniker / das Sanitätshaus hat die Möglichkeit, eine individuell nach Gipsabdruck gefertigte K-COM Knieorthese nach Ihren Vorgaben bei ORTEMA herstellen zu lassen. Dazu fertigt er einen Gipsabdruck des Patientenbeines an und schickt diesen zu ORTEMA.

3. Fertigung bei ORTEMA

ORTEMA erstellt das Gipspositiv und fertigt die K-COM Knieorthese nach der exakten Indikationsstellung und den aktuellsten technischen Kriterien.

4. Anpassung

Anschließend wird die anprobefertige K-COM Knieorthese zu dem Techniker / Sanitätshaus zurückgeschickt, der sie bei Ihrem Patienten anprobiert und fertigstellt.

5. Kontrolle

Sie haben die Möglichkeit, die Funktion zu prüfen. So können Sie vor Ort auf die hochwertige, individuell gefertigte ORTEMA K-COM Knieorthesenversorgung über den Orthopädie-Techniker / das Sanitätshaus zurückgreifen.



1. Verordnung



2. Gipsabdruck



Versand Gipsabdruck zu ORTEMA



3. Fertigung bei ORTEMA

Versand K-COM zum Sanitätshaus



4. Anpassung



5. Kontrolle

Bitte beachten Sie:

Die Lieferzeit beträgt 10 Arbeitstage zuzüglich Postversand.

In 5 Schritten zur K-COM Versorgung