



ORTHO-MAX Dynamic

Der Rückenprotektor sorgt für optimale Bewegungsfreiheit und perfekte Atmungsaktivität durch Perforation der Protektorenplatte. Diese besteht aus mehreren Lagen eines visco-elastischen Memoryschaums und sorgt so für eine sehr hohe Energieaufnahme. Der integrierte Durchdringungsschutz aus Kunststoff schützt im Bereich der Wirbelsäule vor spitzen und scharfen Gegenständen.

Größen: XS - XL

Größe XS	1 St	139,00 €
Größe S - XL	1 St	169,00 €



ONB ORTEMA Neck Brace

Überzeugt durch geringstes Gewicht sowie eine hufeisenförmige Abstützung an den Schulterblättern im Rückenbereich. Diese leitet die hohen Kräfte bei einem Unfall großflächig auf Schulterblatt, Muskulatur und Rippen und dämpft dort den Impact.

Größen: S - XL



ONB inkl. Dekorsatz	1 St	349,00 €
---------------------	------	----------

ONB Dekorsatz (gelb/rot, lila/pink, blau, grün, schwarz, weiß)

1 Farbsatz	34,00 €
------------	---------



Unterschenkelprotektor Jet

Rundumschutz für den Unterschenkel aus unzerbrechlichem Kunststoff. Der Protektor wird mittels Klettverschlüssen am Unterschenkel fixiert und sorgt somit für einen komfortablen und rutschfreien Sitz. Universalgröße (individuelle Anpassung ist möglich).

Jet	1 St	329,00 €
-----	------	----------

www.ortema.de

Kitesurfen | Wakeboard | Surfen | Jetski



ORTEMA GmbH

Hauptsitz:

Kurt-Lindemann-Weg 10 · 71706 Markgröningen
Tel. +49 7145 - 91 53 800 · Fax +49 7145 - 91 53 980
E-Mail: info@ortema.de

ORTEMA Rehabilitation & Therapie · Tel. +49 7145 - 91 53 850

ORTEMA Medical Fitness & Gesundheit · Tel. +49 7145 - 91 53 770

ORTEMA Filialen:

Pforzheim Tel. +49 7231 - 13 96 667

Waiblingen Tel. +49 7151 - 98 59 940

Ludwigsburg Tel. +49 7141 - 99 68 720

ORTEMA Neckarsulm

Tel. +49 7132 - 38 32 866

Vertrieb Schweiz:

Roger Infanger · infanger@ortema.ch · Tel. +41 79 666 555 6

www.ortema.de



Kitesurfen | Wakeboard | Surfen | Jetski



Kiteschule Sylt

Philip Brückmann

Am Ellenbogen · 25992 List / Sylt


Tel: +49(0)172 - 472 17 48

info@kiteschule-sylt.de

www.kiteschule-sylt.de



Protection is our Profession



„Sitzt perfekt und ist fast nicht zu spüren - mit der K-COM fühle ich mich sowohl auf dem Board als auch auf meiner Moto Cross Maschine absolut sicher!“

Philipp „Pile“ Brückmann, Leiter der Kiteschule Sylt



Teilflexible Ober- und Unterschenkelshalen. Mit nur 1,5 mm dünnen Schalen in Sandwichbauweise.

Optimale anatomische Passform. Sorgt für perfekten Tragekomfort.

Verwindungssteife, rutschfreie Carbonfaserkonstruktion. Bewährt auch unter extremen Belastungen im Leistungssport.

Polyzentrische Gelenkschienen aus Titan. Flach, leicht und hochfest.

Flexions- und Extensionsbegrenzungen. Flexibel einstellbar.

Gegenläufiges Sicherheits-Verschluss-System. Damit die K-COM Knieorthese rutschfest sitzt ohne unnötig aufzutragen.

Extrem leicht, trotzdem stabil. Bei minimalem Gewicht wird das Kniegelenk maximal stabilisiert.

K-COM by ORTEMA KNEIORTHESSE aus Carbonfaser und Titan

K-COM Knieorthese
Carbonfaser-Orthese mit Titan-Gelenkschienen, die nach Gipsabdruck zu **100% individuell gefertigt** wird. Sie kann zur Vermeidung von Knieverletzungen eingesetzt werden, kommt aber auch nach Kreuzbandriss, Operationen oder bei Arthrose zum Einsatz. Die **K-COM** zeichnet sich durch perfekte Passform und geringstes

Gewicht trotz optimaler Stabilität aus und besticht durch ihre Rutschfestigkeit. Die dünne Ausarbeitung und der unübertroffene Tragekomfort runden die Qualitätsmerkmale ab.
Nach der Verwendung im Salzwasser die Knieorthese gründlich mit Frischwasser spülen.

K-COM 1 St Preis auf Anfrage

Mehr Infos zur K-COM:
07145 - 91 53 890 oder unter
sport-protection@ortema.de



Das Video zur K-COM:



XPERT by ORTEMA

X-PERT Knieorthese
Die preisgünstige Orthese aus Hochleistungs-Kunststoff bietet bei geringem Gewicht eine hohe Stabilität. Ein gut haftendes Polstermaterial verhindert das Rutschen und verleiht der Orthese einen hohen Tragekomfort. Die polyzentrischen Orthesengelenke aus hochwertigem Titan ahmen die natürliche Kniegelenkbewegung nach.
Größen: S bis XL, Größentabelle siehe www.ortema.de

X-PERT 1 St 495,00 €

Anfertigung der K-COM Knieorthese



1. Der Gipsabdruck ist die exakteste Möglichkeit, das Bein im „Original“ abzuformen. Anatomische Verhältnisse werden dabei zu 100 % erfasst.



2. Für eine perfekte Passform der Orthese wird der Gelenkdrehpunkt individuell ermittelt und das Gipsmodell exakt bearbeitet.



3. Die Gelenkschienen aus Titan werden in Handarbeit in die Kohlefaserkonstruktion einlamiert. Dies macht die K-COM extrem leicht und dennoch äußerst stabil.



4. Von versierten Orthopädie-Technikern hergestellt und angepasst: So wird jede K-COM den Bedürfnissen des Benutzers gerecht.



Stabilisiert das Handgelenk

Handgelenkschiene Exoform
Stabilisiert das Handgelenk bei Überlastung, akut-entzündlichem oder akutem Reizzustand, bei Sehenscheidenentzündung oder chronischen Handgelenksbeschwerden.
Größen: S - XL

Handgelenkschiene 1 St 119,90 €